

## PER BILANCE AFFIDABILI, ROBUSTE E PRECISE TANTO DA POTERLE PRENDERE A MARTELLATE E A PUGNI




### Per bilance affidabili, robuste e precise

Tutte le bilance Gibertini sono dotate di uno speciale SISTEMA ANTISHOCK che ne consente l'utilizzo in ambienti gravosi e da personale poco specializzato.

La figura 1 mostra come la cella di pesata delle nostre bilance sia dotata di 4 molle ammortizzatrici su cui poggia il piatto, molle non presenti nelle comuni bilance, figura 2, in cui il piatto è vincolato direttamente alla cella di carico e un urto può provocarne il danneggiamento.

### Bilancia Gibertini



### Bilancia Generica

