



# **THERMOSTAT**

**-10+50°C / 0,1°C**  
**SILENZIOSO**



- 1. Termoregolazione elettronica proporzionale derivativo da -10 a +50°C con precisione 0,1°C**
- 2. Facile impostazione della temperatura**
- 3. Spazio utile della VASCA INOX cm 30x35x19 (9 bottiglie)**
- 4. Serpentina di raffreddamento INOX.**

5. Alimentazione 230V 1600W.

6. Dimensioni: ( L X P X A ) cm 32 x 58 x 83

7. Peso: 39Kg

Ruote piroettanti di serie.

## ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA


A richiesta: pompa per circolazione esterna del liquido per lo svuotamento della vasca.





**GRANDE SPAZIO  
UTILE NELLA VASCA  
CIRCA 9 BOTTIGLIE**

***Le caratteristiche della presente illustrazione NON sono impegnative e possono variare senza preavviso. Tutti i nostri strumenti sono conformi alla direttiva 2004/108 sulla compatibilità elettromagnetica.***



**customer care**

info@gibertini.com

Tel. (+39) 023541434



LAT N° 094

**ISO 9001:2008**

**GIBERTINI**

**ELETTRONICA s.r.l.**

Via Bellini 37  
20026 Novate Mil.se  
Milano (Italy)

Tel. (+39) 02 3541434

Fax (+39) 02 3541438

www.gibertini.com

sales@gibertini.com